

كراسي الحمام (تواليت)

## كرسي متحرك تواليت (حمام)

حل 2 في 1: كرسي متحرك وكرسي حمام. يدخل فوق التواليت مباشرة أو يستخدم بالقصرية الخارجية.

١٢٠ كجم

أقصى حمولة



### نظرة عامة على المنتج

صمم خصيصاً لتسهيل رعاية كبار السن والمرضى. يمكن استخدامه ككرسي متحرك عادي، أو ككرسي حمام (يدخل فوق التواليت البيتي أو بالقصرية الملحقة). الفرش مصنوع من الجلد الطبي المقاوم للماء تماماً لسهولة الغسيل. متوفر بعجل كبير (للمشي الذاتي) أو عجل صغير (للدفع بواسطة مرافق).

### الاستخدامات المثالية

الاستخدام المنزلي

فترة ما بعد العمليات

رعاية كبار السن

## المواصفات الفنية

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| نوع الهيكل           | فولاذ مزود بفتحة تواليت          |
| التجهيزات            | قصرية قابلة للإزالة + وسادة مقعد |
| الفرش                | جلد طبي ضد الماء                 |
| مساند الذراع         | ثابتة (أو متحركة بطلب خاص)       |
| مساند القدم          | قابلة للتعديل                    |
| الحمولة (القياسي)    | ١٢٠ كجم                          |
| الحمولة (الثقيل)     | ١٦٠-١٨٠ كجم                      |
| عرض المقعد (القياسي) | ٤٦ سم (يوسع لـ ٥٣)               |
| عرض المقعد (الثقيل)  | ٥٦ سم (يوسع لـ ٦٣)               |
| العجلات الخلفية      | ١٠ بوصة مطاط-بلاستيك صب (قياسي)  |
| العجلات الأمامية     | ٨ بوصة مطاط                      |
| الطلاء               | إليكتروستاتيك معالج ضد الصدأ     |
| الفرامل              | فرامل تثبيت على العجلات الخلفية  |
| الطي                 | غير قابل للطي (هيكل ثابت)        |

## الضمان وخدمة ما بعد البيع

هذا المنتج مشمول بضمان المصنع من ٦ إلى ١٢ شهراً، مع توفير قطع الغيار الأصلية وخدمة الصيانة والدعم الفني مباشرة من مصنعنا بالقاهرة. كما توفر مستندات المناقصات كاملة — بيانات فنية وشهادات منشأ — عند الطلب.

تخضع كل وحدة للفحص الكامل في مصنعنا بالقاهرة قبل التسليم.

## للتواصل والطلب

|            |                  |                   |                                                        |
|------------|------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|
| الهاتف     | +20 109 835 5351 | البريد الإلكتروني | info@aelmasry.com                                      |
| واتساب     | +20 109 835 5351 | الموقع الإلكتروني | www.aelmasry.com                                       |
| هاتف إضافي | +20 111 114 3969 | العنوان           | ٤٠ شارع رشدي باشا، حي عابدين - وسط البلد، القاهرة، مصر |